

Total Blood Bank Processing Solutions

## CMH-28



### MICRO CENTRÍFUGA DE MESA TABLE TOP MICROCENTRIFUGE

La microcentrífuga de mesa CMH-28 permite la centrifugación de tubos de hematocritos y microhematocritos en forma rápida y silenciosa.

*The Model CMH-28 table top microcentrifuge permit the centrifugation of heamatocrits and micro heamatocrits tubes in very quickly and silent way.*

- Rotor con capacidad para 28 hematocritos y microhematocritos.
- Gabinete totalmente construido en acero apoyado sobre patas ventosas antideslizantes esmaltado a fuego resistente a los agentes quimicos.
- Velocidad mínima de 13.000 R.P.M.
- Timer interruptor automático de hasta 20 minutos.
- Traba de seguridad con detención ante la apertura de tapa.
- Ábaco de lectura directa circular sobre el plato.



- Rotor for 28 microhematocrites and hematocrit tubes.
- Cabinet construed in steel supported on acrylonitrile elastomeric supports anti thouth painted with enamel resistente at chemical reagent.
- Minimun speed 13.000 R.P.M.
- Timer interruptor automatic up to 20 minutes.
- Lock lid system with automatic stop when lid is opened.
- Direct reader abacus over plate.

