

Total Blood Bank Processing Solutions

DCS 16 RV

**CENTRÍFUGA DE MESA
TABLE TOP CENTRIFUGE**

La línea de centrifugas de mesa DCS-16 está diseñada para permitir la utilización de una amplia gama de rotores intercambiables, cubriendo todas las necesidades en procesos de centrifugación.

The DCS-16 tabletop centrifuge line was designed to use a wide range of interchangeable rotors, covering every need regarding to centrifugation processes.



- Diseño compacto y control de flujo de aire evitando la exposición directa del operador a los aerosoles de la centrifugación.
 - Estructura de armado en acero con tapa y cierre a presión, con pintura resistente a los agentes químicos.
 - Velocidad variable según el rotor utilizado.
 - Variedad de rotores y adaptadores.
 - Bajo nivel de ruido.
-
- Compact design with airflow control avoiding operator to be in touch with the aerosols generated in the centrifugation process.
 - Steel cabinet, with lid and under pressure closure.
 - Variable speed depend of the rotor used.
 - A wide range of rotors and adapters.
 - Low noise.

Tablero frontal con dial impreso en policarbonato con los siguientes comandos:

- Variador de velocidad electrónico.
- Reloj interruptor de 30 minutos.
- Posición HOLD
- Indicador luminoso del estado del equipo
- Indicador de línea.

Front tabletop with dial printed in polycarbonate with the following commands:

- Electronic speed variator.
- 30 minutes timer.
- HOLD position
- Status light indicator.
- Power light indicator.

