



Total Blood Bank Processing Solutions

ULTRAFREEZERS

ULTRAFREEZERS -80 ULTRAFREEZERS -80

La línea de congeladores de Presvac están diseñados en una amplia variedad de capacidades, brindando máximo nivel de protección para los productos almacenados.

Presvac's blood bank freezers are designed to provide large capacity along with maximum conservation of stored products.



- Sistema de frío compuesto por dos motocompresores en cascada.
- Cámara de frío en acero inoxidable.
- Montado sobre ruedas con sistema de frenos para su fácil traslado.
- Termómetro digital de -99°C con programación de la temperatura y las alarmas por falla de frío.
- Filtro de aire lavable, de fácil mantenimiento.

- Dual moto-compressor cascade system for efficient freezing.
- Stainless steel freezing chamber.
- Mounted on casters with braking system for an easier transportation.
- Digital -99°C thermometer with temperature programming and freezing failure alarms.
- Washable and low-maintenance air filter.

OPCIONALES

- Registradores gráfico para 7 días.
- Alarmas remotas.
- Alarmas por falla de corte de energía y puerta abierta.

OPTIONAL FEATURES

- 7-day graphical temperature recorder.
- Remote alarms.
- Power failure and door ajar alarm.

Calle 34 (Ex Francia) N° 3917 - San Martín - B1650IHM - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (54-11) 4755-7780/ 4755-4004/ 4754-3532

<http://www.presvac.net> - e-mail: presvac@presvac.net

